

## AVALIAÇÃO DE VISCOSIDADE

---

Descrição:

Determinação da Viscosidade do DN1

Materiais:

- Reômetro,

Metodologia:

- Coletar 60 mL do DN1,
- Adicionar ao copo do reômetro,
- Selecionar o “spindle” para viscosidade medianas,
- Ajustar a temperatura para 25°C

Resultado :

**Foram coletadas 3 (três) amostras do DN1 e a viscosidade média das amostras de 800cPs, com o fluido se ajustando a um comportamento Newtoniano.**

Natal, 14 de outubro de 2015.



**Prof. Dr Eduardo Lins de Barros Neto – matrícula: 1308273**  
**Coordenador do laboratório NUPEG - UFRN**